


Alma Hybrid™

MASTER YOUR CRAFT



2021 WINNER
**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**
www.productdesignaward.eu

IDA
DESIGN
AWARDS
BRONZE
WINNER
2021

AMWG
Aesthetic Medicine
AWARDS
Winner



Wir präsentieren
Alma Hybrid™



Mit höchster Anerkennung für
Ihr Werk, für die Präzision, die
es erfordert und die lange Zeit
die es benötigt, um dies wirklich
zu beherrschen, hat Alma das
perfekte Instrument geschaffen,
mit dem Sie

**echte Veränderungen erzielen,
durch die Ihre Patienten nicht nur
besser aussehen, sondern sich
auch jeden Tag besser fühlen.**

Perfekte Balance


Schlank und ultramodern sowohl im Design als auch in den technischen Möglichkeiten, bietet der elegante Alma Hybrid™ Ihnen einen revolutionären Ansatz für medizinische und ästhetische dermatologische Behandlungen.

Basierend auf selbst entwickelter Technologie durch Almas innovatives Team ist Alma Hybrid™ das **erste und einzige System seiner Art, das drei starke Energiequellen in einer Kombination vereint**, die unvergleichliche Ergebnisse liefert - bei signifikant verringerter Ausfallzeit.

Alma Hybrid™ bietet unbegrenzte Möglichkeiten und eine Kontrollierbarkeit, die weit über die bisheriger fraktionierter Laser hinausgeht. So können Sie jedes Detail Ihrer Behandlung präzise bestimmen - und erleben ein völlig neues, **noch nie dagewesenes Konzept zur Hautverjüngung und Narbentherapie**.

Es ist ein schmaler Grat zwischen natürlicher Schönheit und sanfter Korrektur. Unser Ziel ist die perfekte Balance zwischen einer natürlichen Ausstrahlung und der Möglichkeit, durch Technologien einen Weg zu bieten, das Selbstvertrauen der Menschen zu stärken und größere Zufriedenheit mit sich selbst zu schaffen.

Der heilige Gral aller ästhetischen Behandlungen ist maximale Wirksamkeit bei minimaler Ausfallzeit. Wir sind überzeugt: Mit Alma Hybrid™ haben wir diese perfekte Balance gefunden.





Überzeugende Kombination

Entwickelt für eine große Bandbreite an ablativen und nicht-ablativen Behandlungen, kombiniert Alma Hybrid™ das Potential dreier Energiequellen zu einem einzigartigen synergistischen Gesamtkonzept.

CO₂-Laser - die optimale Mischung aus Ablation, Koagulation und thermischer Wirkung für effiziente und hochpräzise fokussierte oder fraktionierte Laserbehandlungen.

1570 nm Laser - der leistungsstarke nicht-ablative Laser induziert durch seine intensive thermische Wirkung eine dermale Hauterneuerung, die Epidermis bleibt intakt.

IMPACT™ zur Transepidermalen Durchdringung (TED) – unsere patentierte Ultraschall-Technologie erzeugt akustischen Schalldruck, der das Transepidermale Einbringen von Wirkstoffen in die Haut durch die Mikro-Ablationskanäle des CO₂-Lasers erleichtert.


Diese leistungsstarke Kombination wird durch eine intelligente Benutzerführung ergänzt, von der Anwender wie auch Patienten profitieren: Auf Basis vielfältiger individueller Vorgaben wie Hauttyp oder Behandlungsareal werden geeignete Parameter vorgeschlagen, die sicher stellen, dass jede Behandlung perfekt auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten ist.

Das Werkzeug eines Meisters

HyGrid™ - Maßgeschneiderte Perfektion


Das Herzstück unserer Plattform Alma Hybrid™ bildet HyGrid™: ein einzigartiges Instrument, das die maximale Wirksamkeit unserer kombinierten Technologien sicherstellt.

Bisherige medizinische oder ästhetische Lasersysteme erzeugen entweder ablativ oder nicht-ablativ Mikrokanaile in der Haut. HyGrid™ bietet Ihnen nun erstmals die Vorteile des CO₂- sowie des 1.570 nm - Lasers in einem einzigen sicheren, präzisen und vielseitigen Applikator. Auf Basis Ihrer Expertise können Sie nun das Verhältnis aus Ablation und Nicht-Ablation individuell festlegen, um so das ideale Verhältnis aus Wirksamkeit und Ausfallzeit für jeden Einzelfall exakt zu bestimmen.



CO₂ und 1.570 nm Laser nebeneinander - ex vivo Histologie

Beide Laserwellenlängen besitzen jeweils eigene individuelle Stärken für die Hautverjüngung und Narbenkorrektur. Werden diese Vorteile vereint, werden die Behandlungen nicht nur besonders wirksam - sie eignet sich auch speziell für dunklere Hauttypen und die geringere Ablationsdichte reduziert die Ausfallzeit erheblich.



Beispiele für individuelle Laser-Kombinationen

● CO₂-Laser ● 1.570 nm - Laser

Fokus unserer Bemühungen ist das Verständnis für die moderne Lebensweise der Menschen, für ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und ihre sich verändernden Wünsche. Aus diesem Verständnis heraus haben wir HyGrid™ entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ausbalancierte Protokolle für individuelle, maßgeschneiderte Behandlungen für jeden einzelnen Patienten zu kreieren.

ProScan - Werkzeug eines Meisters


ProScan - Der moderne fraktionierte Laser-Scanner

Um das gesamte Potential des HyGrid™ ausschöpfen zu können, haben wir den hochmodernen automatisierten Scanner ProScan entwickelt. Durch seine aufeinander abgestimmten, fokussierten Laserstrahlen in ultraschneller Abfolge erzeugt der leichte, ergonomische ProScan eine zugleich ablativ, koagulative und thermische Wirkung.

ProScan verfügt über einen galvanometrischen Scanner-Motor und Spiegel sowie über eine gekühlte Applikatortippspitze für mehr Sicherheit und Patientenkomfort. Der Applikator ermöglicht die schnelle Behandlung großer Areale und bietet eine breite Auswahl an unterschiedlichen Scan-Formen und -Modi für eine vollendete Personalisierung der Behandlung.

Durch den revolutionären HyGrid Modus kann ich jedem Patienten das optimale Verhältnis aus ablativer und nicht-ablativer Behandlung anbieten und so die Wirkung der beiden Laser maximieren. Diese einzigartige Möglichkeit stellt sicher, dass meine Behandlungen sich maßgeschneidert den Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten anpassen und verbessert damit entscheidend die Ergebnisse. Aus meiner Sicht ist diese Personalisierung ein substantieller Schritt für die Laserbehandlung der Haut.


Dr. Ofir Artzi,
Dermatologe und Laserexperte, Leiter des Center of Aesthetic Dermatology, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel



Weitere Applikatoren



Weitere Informationen zu allen verfügbaren Applikatoren für Alma Hybrid erhalten Sie online unter www.alma-lasers.de.



Eine einzige Plattform. Eine Vielzahl an Behandlungen

Mit einer einzigen Plattform können Sie Ihren Patienten die personalisierten Behandlungen zur Hautverjüngung anbieten, die sie sich wünschen und mit der vollen Kontrolle über die Ausfallzeit, um jedem individuell gerecht zu werden. Die innovative Laserbehandlung mit Alma Hybrid™ umfasst drei essentielle Elemente: die optimale Ablation zur Hauterneuerung, die ultimative Tiefenerwärmung zur Stimulation der Kollagen-Neosynthese und Regeneration der Dermis sowie das unvergleichlich effektive Transepidermale Einbringen von Wirkstoffen.

Die drei führenden Alma Hybrid Behandlungen:

Hybrid Lift - zur intensiven Hautverjüngung

Durch die ideale Verbindung aus ablativer und thermischer Technologie mit dem verbesserten Einbringen von Wirkstoffen erzielt diese Behandlung unvergleichliche Ergebnisse und verursacht zugleich eine relativ kurze Ausfallzeit. Das einzigartige Scan-Profil aus CO₂- und 1.570 nm-Laser induziert eine Kontraktion des Gewebes zur Verbesserung von feinen Linien sowie tieferen Falten, während die IMPACT™ Ultraschall-Technologie das Transepidermale Einbringen von Wirkstoffen verbessert. Das Ergebnis? Eine Behandlung **über das Wochenende** mit überzeugenden Ergebnissen - die Haut sieht glatter und jünger aus, und fühlt sich auch so an.



Vorher

Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sarah Boxley, Australien

CO₂ 1570 IMPACT Hybrid OScar - Narbenbehandlung

OScar ist die ultimative Behandlung zur Verbesserung aller Arten von Narben, von Akne- über Unfall- bis hin zu chirurgischen Narben. Der Erfolg einer Narbenbehandlung hängt davon ab, wie der Laser in die Dermis eindringt. Dank der Kombination aus CO₂- und 1.570 nm - Laser können verschiedene Parameter passgenau auf den jeweiligen Patienten und dessen Narbe zugeschnitten werden, einschließlich der Eindringtiefe, der Stärke der Koagulationszone und der Dichte. Durch die abschließende Behandlung mit IMPACT™ optimieren Sie das Einbringen von Wirkstoffen und damit das Ergebnis insgesamt.



Vorher



Nach 4 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ofir Artzi, Dermatologe und Laserexperte, Leiter des Center of Aesthetic Dermatology, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

1570 SoftLift - Hautverjüngung in der Mittagspause

SoftLift bietet die sanfte Behandlung feiner Linien und Fältchen sowie die Verbesserung verschiedener Hautunregelmäßigkeiten wie Aknenarben mit minimaler Ausfallzeit. Der signifikante thermische Effekt des leistungsstarken nicht-ablativen Lasers mit 1.570 nm stimuliert die Neokollagensynthese und lässt zugleich die Epidermis selbst intakt. Die Behandlung eignet sich für das Gesicht, Hals & Dekolleté und ist sicher selbst für dunklere Hauttypen*. SoftLift verbessert die Hauttextur, erzielt einen jünger aussehenden Hautton und reduziert das Erscheinungsbild von feinen Linien und Fältchen.

*Klinisch bestätigt für Hauttypen II-V.



Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Pina Panchal, MD | USA

**Erzielen Sie echte Veränderungen,
durch die Ihre Patienten nicht nur
besser aussehen, sondern sich auch
jeden Tag besser fühlen.**

"Wir nutzen Alma Hybrid in unserer Hautarztpraxis mit Laserzentrum seit mehreren Jahren insbesondere zur Hautverjüngung und Narbentherapie. Wir schätzen die Flexibilität des Systems mit seinen beiden Wellenlängen, durch die wir jedem Patienten eine individuell kombinierte, angepasste Behandlung anbieten können. Das Feedback unserer Patienten ist durchweg positiv, da die Ausfallzeit im Vergleich zu bisherigen fraktionierten Laserverfahren deutlich geringer ist bei gleichzeitig sehr gutem Behandlungsergebnis."

Dr. Thomas Zimmermann

Leitender Arzt & Facharzt für Dermatologie, Hautarztpraxis & Laserzentrum
Dr. Zimmermann & Kollegen, Heusenstamm

Alma Hybrid™

MASTER YOUR CRAFT

Veränderung ist ein natürlicher Prozess, aber sie verläuft nicht immer so, wie wir uns dies vielleicht wünschen. Hier kommen Almas Technologien ins Spiel, um die Kontrolle wieder in unsere Hände zu legen.

Als führender Anbieter in der medizinischen Ästhetik ermöglichen wir es Tausenden von Ärzten, Millionen von Patienten zu helfen und wirklich bemerkenswerte Veränderungen zu erzielen.

Alma ermöglicht es Ihnen, jedem Patienten die effektivsten, schnellsten und sichersten Behandlungen anzubieten. Ihnen selbst bieten wir klinische Expertise, bedingungslosen Service und Marketing-Support ebenso wie innovative technologische Entwicklungen als umfassende Rundum-Unterstützung. In einer sich ständig verändernden Welt bleibt eines konstant: Patienten müssen wissen, dass sie die bestmögliche Versorgung bekommen – vor, während und nach ihrer Behandlung. Unsere Lösungen in Ihren Händen machen dies möglich.



Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg,
Deutschland
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

E-Mail: info@alma-lasers.de

www.alma-lasers.de

© 2024 Alma. Alle Rechte vorbehalten.

Alma, das Firmenzeichen, Alma Hybrid & HyGrid sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Alma in den USA und/oder anderen Ländern.

Auf Basis von PBAH09092001_05

FOLGEN SIE
ALMA LASERS

