



Harmony XL PRO

Special Edition



Harmony XLPRO

Fokus.
Flexibilität.
Freiheit.
Das ist Harmony.

Behandlungsmöglichkeiten der
Multitechnologie-Plattform
in der apparativen Kosmetik

Alma
For You. For Life.

Was ist Harmony XL PRO?

Harmony XL PRO ist die leistungsstarke Multi-Technologie-Plattform zur Behandlung von zahlreichen **ästhetischen Indikationen**. Dank verschiedener Laser- und Lichttechnologien, Aufsätze und Behandlungsmethoden erreichen Sie überzeugende Ergebnisse mit klinisch bestätigter Wirksamkeit.

Harmony XL PRO bietet in der apparativen Kosmetik einen nicht-ablativen fraktionierten Laser zur **Hautverjüngung** und **Reduktion von Hautunreinheiten, Aknenarben** und mehr, sowie mehrere effektive Licht-Technologien zur **Hautstraffung, Hautbildverfeinerung** und zur **dauerhaften Haarentfernung** mit SHR-Technologie.

Harmony XL Pro ist modular erweiterbar und verfolgt so einen ganzheitlichen Ansatz der es Ihnen ermöglicht, für jede Kundin und jeden Kunden **individuell zugeschnittene Behandlungen** anzubieten.

Harmonie im Fokus

Das Einsatzgebiet der Harmony XL PRO in der **apparativen Kosmetik** ist umfangreich. Im Fokus stehen dabei immer die klinisch erwiesene Wirksamkeit für natürlich aussehende, harmonische Ergebnisse.

- ▶ Hautverjüngung
- ▶ Straffung & Textur
- ▶ Haarentfernung
- ▶ Hautunreinheiten
- ▶ Narben & Aknenarben

Kraft & Präzision: **ClearSkin PRO**

ClearSkin PRO ist der bahnbrechende Laser-Applikator für Harmony XL Pro zur **nicht-ablativen fraktionierten Hautverjüngung, zur Reduktion von Aknenarben** u.v.m. Durch seine außergewöhnlich hohe Leistung erzielt ClearSkin PRO dabei hervorragende Ergebnisse, ohne die Hautoberfläche zu verletzen.

Der **Er:Glass-Laser** mit 1.540 nm Wellenlänge erzeugt mit hoher Energie kleinste thermische Koagulationszonen in der Dermis und stimuliert so Reparaturprozesse in der Haut sowie die Kollagen-Neosynthese. Die Behandlung ist äußerst sicher: die Epidermis bleibt geschlossen, die integrierte **Hautkühlung** schützt zusätzlich.

ClearSkin PRO besticht durch starke Ergebnisse – **ohne Ausfallzeit** für Ihre Kunden. Das Ergebnis ist eine sichtbar jünger aussehende, straffere, ebenmäßigere Haut.

Übrigens: die Behandlung eignet sich für alle Hauttypen, auch im Sommer!

Die Behandlung mit ClearSkin PRO eignet sich durch ihre Bio-stimulierende Wirkung außerdem hervorragend zur Milderung von Narben aller Art, einschließlich Aknenarben, sowie zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Haut, bspw. bei Unreinheiten.

Durch verschiedene Aufsätze – mit und ohne Vakuum-Funktion – lässt sich der Applikator perfekt an die jeweilige Indikation anpassen.



|| *ClearSkin PRO bietet definitiv etwas Einzigartiges. Das hohe Energieniveau ermöglicht wesentlich leistungsfähigere Behandlungen, und die Ergebnisse sind überragend. ClearSkin Pro bringt meiner Klinik einen echten Mehrwert und liefert meinen Patienten noch bessere Ergebnisse bei der Hautverjüngung.* ||

Dr. med. Pablo Naranjo, Ärztlicher Direktor der Elite Laser Clinic & Laser Unit am NISA Krankenhaus, Madrid, Spanien

Individueller Ansatz – harmonische Resultate

Jede Kundin und jeder Kunde hat hinsichtlich seiner individuellen Ästhetik ganz individuelle Bedürfnisse. Entscheidend ist am Ende immer ein harmonisches Gesamtergebnis und somit die ganzheitliche Betrachtung der Person von Anfang an. **Dank verschiedener Applikatoren und Aufsätze** können die Behandlungen mit Harmony XL Pro kombiniert und somit perfekt an die jeweiligen Wünsche und Bedingungen des Kunden angepasst werden. So können Sie **jede Altersgruppe, vom Teenager bis ins hohe Alter**, ideal begleiten hin zu einem natürlich schönen Gesamtergebnis – **perfekt für Ihre Kunden, perfekt für Ihr Institut.**



Harmony XL PRO

Special Edition



Indikationen

Hautverjüngung & Hautstraffung,
Reduktion von Aknarben & Narben,
Reduktion von Hautunreinheiten

Parameter

Spotgröße: Pixel 7x7
sowie 2 / 4 / 10 mm
Wellenlänge: 1.540 nm



Online mehr erfahren
über Harmony XL Pro



Harmony mit ClearSkin
Pro im Video



Harmony XL PRO

Special Edition

Starke Technologie. Starke Ergebnisse.

Multi-Technologie-Plattform

Individuell erweiter- und aufrüstbar

Für zahlreiche stark nachgefragte ästhetische Indikationen

Kombi-Behandlungen möglich für noch bessere Ergebnisse

Alle Generationen und Patientengruppen behandelbar

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg,
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Fax + 49 911 / 89 11 29-99

E-Mail: info@alma-lasers.de

www.alma-lasers.de

Service-Hotline:
+49 (0) 1805 / 34 24 12*
*14 Cent/pro Minute aus dem dt. Festnetz

© 2024 Alma. Alle Rechte vorbehalten. Alma, das Firmenlogo, Harmony, ClearSkin sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Alma in den USA und/oder anderen Ländern.



FOLGEN SIE
ALMA LASERS

